

Használati útmutató

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Terméklista és terméknevek

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref.: 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref.: 4801

Rendeltetés

A Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate elsősegély-termék seb- és szemöblítéshez, ha a használó sav vagy lúg miatt balesetet szenvedett.

Használati útmutató – piktogramok – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Öblítse ki a szemet vagy a sebet Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate termékkel (kék szemkagyló), mielőtt kiöblítené a szemet vagy a sebet a Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride termékkel (zöld szemkagyló).

- 1 360°
Csavarja el a kupakot.
- 2
Öblítse ki a szemet vagy a sebet Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate termékkel. Ürítse ki a palackot.
- 3 360°
Csavarja el a kupakot.
- 4
Folytassa az öblítést a Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride termékkel. Ürítse ki a palackot.
- 5
Dobja el az üres palackokat.
- 6
Forduljon orvoshoz.

Használati útmutató – piktogramok – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

Öblítse ki a szemet vagy a sebet Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO termékkel (kék szemkagyló), mielőtt kiöblítené a szemet vagy a sebet a Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO termékkel (zöld szemkagyló).

- 1 360°
Csavarja el a kupakot.
- 2
Öblítse ki a szemet vagy a sebet Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO termékkel. Ürítse ki a palackot.
- 3 360°
Csavarja el a kupakot.
- 4
Folytassa az öblítést a Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO termékkel. Ürítse ki a palackot.
- 5
Dobja el az üres DUO palackokat.
- 6
Forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések



Ne használja ezt a terméket olyan incidenseknél, amelyeknél hidrofluorsavat tartalmazó fröccsenések keletkeztek.



Ne használja ezt a terméket olyan incidenseknél, amelyeknél nátrium-hipoklorit tartalmazó fröccsenések keletkeztek (fehérítő hatás).



Ne használja ezt a terméket olyan incidenseknél, amelyeknél kalciumot tartalmazó fröccsenések keletkeztek.

A szimbólumok magyarázata

	További információk a címke hátoldalán lévő útmutatóban található		Húzza le / nyissa ki a címke külső rétegét a további információkat tartalmazó útmutató elolvasásához
	Az orvostechnikai eszköz gyártóját jelzi, és a gyártó nevével és címével együtt jelenik meg		Utasítás a palack elfordításának módjáról
	CE-jelölés a bejelentett szerv számával		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Egyetlen sterilgát-rendszer		Ne használja újra. A jelen orvostechnikai eszköz kizárólag egyszeri felhasználásra készült
	Orvostechnikai eszköz		A gyártási tételszámot tartalmazza a tétel azonosítása érdekében
	Használati hőmérsékleti határérték		Felhasználhatóság dátuma. Azt a dátumot jelezi, amely után az orvostechnikai eszközt tilos használni
	Tárolási hőmérsékleti határérték		Gyártás időpontja
	Figyelmeztetés! A kalciumot tartalmazó anyagok, mint a kalcium-hidroxid, a cement és a mész növelhetik a mellékhatások kockázatát, ha a szaruhártya károsodik, ami a szaruhártya meszesedéséhez vezethet		Figyelmeztetés! A NaClO megtalálható a tisztítószerekben (fehérítőkben). Bár a lúg irritáló hatása csökken a puffer használatával, a klór irritáló hatása fokozódik. Ezért az ilyen fröccsenések esetén nem ajánlott a termék használata
	Figyelmeztetés! A hidrofluorsav mérgező és a szembe, bőrre kerülve és a csontokkal érintkezve rendkívül maró hatású. A Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nem ajánlott elsősegély-termékként hidrofluorsavval bekövetkezett szemöblítéshez, mivel nem korlátozza a hidrofluorsav maró hatását		

Mellékhatások / hiba

A termékek elsősegély-termékként szemöblítésre szolgálnak. Ha mellékhatásokat vagy hibát észlelnek, akkor kérjük, jelentsék azt a Plum Safety ApS számára az info@plum.eu e-mail-címen vagy a +45 6916 9600 telefonon, hogy meg tudjuk tenni a szükséges korrekciós intézkedéseket. A súlyos mellékhatásokat mindig jelenteni kell az illetékes hatóságnak.

Kapcsolat

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-mail: Info@plum.eu • Web: plum.eu