

Lietošanas norāde

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Izstrādājumu saraksts un nosaukumi

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ats. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ats. 4801

Paredzētais nolūks

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ir pirmās palīdzības līdzeklis brūču un acu skalošanai pēc negadījumiem ar skābēm un sārmēm.

Lietošanas norāde – piktogrammas – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Skalojiet aci vai brūci ar Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (zila acu vanna), pēc tam skalojiet ar Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zaļa acu vanna).

- 1 360°
Pagrieziet vāciņu.
- 2
Skalojiet aci vai brūci ar Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Iztukšojiet pudelīti.
- 3 360°
Pagrieziet vāciņu.
- 4
Turpiniet skalot ar Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Iztukšojiet pudelīti.
- 5
Izmetiet tukšās pudelītes.
- 6
Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Lietošanas norāde – piktogrammas – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

Skalojiet acis vai brūci ar Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (zila acu vanna), pēc tam skalojiet ar Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zaļa acu vanna).

- 1 360°
Pagrieziet vāciņu.
- 2
Skalojiet acis vai brūci ar Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Iztukšojiet pudelīti.
- 3 360°
Pagrieziet vāciņu.
- 4
Turpiniet skalot ar Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Iztukšojiet pudelīti.
- 5
Izmetiet tukšās DUO pudelītes.
- 6
Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Brīdinājumi



Nelietot šo izstrādājumu negadījumos ar šļakatām, kas satur fluorūdeņražskābi.



Neizmantojiet šo izstrādājumu negadījumos ar šļakatām, kas satur kalciju.



Nelietot šo izstrādājumu negadījumos ar šļakatām, kas satur nātrija hipohlorītu (balinošas vielas).

Simbolu nozīme

	Papildu informācija ir atrodama bukletā etiķetes aizmugurē		Atlīmējiet/atveriet etiķetes ārējo slāni, lai izlasītu bukletu ar papildu informāciju
	Norāda medicīniskās ierīces ražotāju, attēlots kopā ar ražotāja nosaukumu un adresi.		Norāda, kā pudelīte jāgriež.
	CE marķējums ar paziņotās struktūras numuru.		Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.
	Vienas sterilas barjeras sistēma.		Nelietot atkārtoti. Medicīniskā ierīce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.
	Medicīniska ierīce.		Informē par ražotāja partijas kodu partijas/izlaiduma identificēšanai.
	Lietošanas temperatūras ierobežojums.		Derīguma termiņš. Norāda datumu, pēc kura medicīnisko ierīci nedrīkst lietot.
	Uzglabāšanas temperatūras ierobežojums.		Ražošanas datums
	Brīdinājums! Kalciju saturošas vielas, piemēram, kalcija hidroksīds, cements un kaļķis, var palielināt nevēlamas ietekmes risku, ja rodas radzenes bojājumi, kas var izraisīt radzenes kalcifikāciju.		Brīdinājums! NaClO var atrast tīrīšanas līdzekļos (balinātājos). Lai gan buferšķīduma lietošana samazina sārmu kairinošo iedarbību, hlora kairinošā iedarbība palielinās. Tāpēc nav ieteicams lietot līdzekli šādu šļakatu gadījumā.
	Brīdinājums! Fluorūdeņražskābe ir toksiska un ļoti kodīga acīm, ādai un kauliem. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nav paredzēts kā pirmās palīdzības līdzeklis acu negadījumos, kuros iesaistīta fluorūdeņražskābe, jo tas neierobežo fluorūdeņraža kodīgo iedarbību.		

Blakusparādības / nepareiza darbība

Izstrādājumi paredzēti kā pirmās palīdzības līdzeklis acu skalošanai. Ja rodas blakusparādības un nepareiza darbība, lūdzu, ziņojiet par to Plum Safety ApS pa e-pastu info@plum.eu vai pa tālruni +45 6916 9600, lai varētu uzsākt korigējošos pasākumus. Par nopietnu nevēlamu ietekmi vienmēr jāziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei.

Kontaktinformācija

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-pasts: Info@plum.eu • Tīmeklī: plum.eu