

Bruksanvisning

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Produktliste og navn

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Tiltent bruk

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er et førstehjelpsprodukt for skylling av sår og øyne ved ulykker med syrer og baser.

Bruksanvisning - piktogrammer - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Skyll øyet eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (blå øyekopp) før du skyller med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (grønn øyekopp).

- 1 360°
Vri på korken.
- 2
Skyll øyet eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Tøm flasken.
- 3 360°
Vri på korken.
- 4
Fortsett å skylle med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Tøm flasken.
- 5
Kast de tomme flaskene.
- 6
Oppsøk lege.

Bruksanvisning - piktogrammer - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

Skyll øynene eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (blå øyekopp) før du skyller med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (grønn øyekopp).

- 1 360°
Vri på korken.
- 2
Skyll øynene eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Tøm flasken.
- 3 360°
Vri på korken.
- 4
Fortsett å skylle med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Tøm flasken.
- 5
Kast de tomme DUO-flaskene.
- 6
Oppsøk lege.

Advarsler



Ikke bruk dette produktet ved uhell med sprut som inneholder flussyre.



Ikke bruk dette produktet ved uhell med sprut som inneholder natriumhypokloritt (blekemidler).



Ikke bruk dette produktet for uhell med sprut som inneholder kalsium.

Symbolforklaring

	Du finner ytterligere informasjon i et hefte på baksiden av etiketten		Løsne/åpne det ytre laget av etiketten for å lese heftet med ytterligere informasjon
	Indikerer produsenten av det medisinske utstyret og vises samme med navnet og adressen til produsenten		Instruerer hvilken vei flasken må stå
	CE-merking med det tekniske kontrollorganets nummer		Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Enkelt sterilt barriersystem		Må ikke gjenbrukes. Det medisinske utstyret er kun ment for engangsbruk.
	Medisinsk utstyr		Informerer om produsentens batchkode for å identifisere batchen/partiet.
	Temperaturgrense for bruk		Utløpsdato. Indikerer datoen som det medisinske utstyret må brukes innen.
	Temperaturgrense for lagring		Produksjonsdato
	Advarsel. Stoffer som inneholder kalsium, slik som kalsiumhydroksid, sement og kalk, kan øke risikoen for uønskede effekter hvis det oppstår skade på hornhinnen, noe som kan føre til forkalkning av hornhinnen.		Advarsel. Rengjøringsmidler (blekemidler) kan inneholde NaClO. Selv om den irriterende effekten av alkali vil bli redusert ved bruk av buffer, vil den irriterende effekten av klor økes. Derfor anbefales det ikke å bruke produktet i tilfelle slike sprut.
	Advarsel. Flussyre er giftig og svært etsende på øyne, hud og knokler. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er ikke ment som førstehjelp for ulykker med øynene som involverer flussyre, da den ikke begrenser den etsende effekten til flussyren.		

Bivirkninger / funksjonsfeil

Produktene er utformet som et førstehjelpsprodukt for skylling av øyne. Hvis du opplever bivirkninger eller funksjonsfeil kan du rapportere det til Plum Safety ApS, info@plum.eu eller telefon +45 6916 9600 slik at de kan sette i gang de nødvendige tiltakene. Alvorlige bivirkninger bør alltid rapporteres til de riktige kompetente myndighetene.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-post: Info@plum.eu • Internett: plum.eu