

# Instrucțiuni de utilizare

## Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

### Lista și denumirile produselor

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml     | Ref. 4752 |
| Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml | Ref. 4801 |

### Scop prevăzut

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate este un produs de prim ajutor pentru irigarea plăgilor și ochilor, în urma accidentelor cu acizi și baze.

### Instrucțiuni de utilizare - pictograme - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Clătiți ochiul sau plaga cu Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (cupa albastră pentru ochi) înainte de a vă clăti cu Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (cupa verde pentru ochi).

- 1 360°  
Răsușiți capul.
- 2  
Clătiți ochiul sau plaga cu Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Goliți flaconul.
- 3 360°  
Răsușiți capul.
- 4  
Continuați să clătiți cu Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Goliți flaconul.
- 5  
Aruncați flacoanele goale.
- 6  
Solicitați sfatul unui medic.

### Instrucțiuni de utilizare - pictograme - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

Clătiți ochii sau plaga cu Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (cupa albastră pentru ochi) înainte de a vă clăti cu Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (cupa verde pentru ochi).

- 1 360°  
Răsușiți capul.
- 2  
Clătiți ochii sau plaga cu Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Goliți flaconul.
- 3 360°  
Răsușiți capul.
- 4  
Continuați să clătiți cu Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Goliți flaconul.
- 5  
Aruncați flacoanele DUO goale.
- 6  
Solicitați sfatul unui medic.

## Avertismente



Nu utilizați acest produs pentru incidente cu stropi care conțin acid fluorhidric.



Nu utilizați acest produs pentru incidente cu stropi care conțin calciu.



Nu utilizați acest produs pentru incidente cu stropi care conțin hipoclorit de sodiu (substanțe de înălbire).

## Descrierea simbolurilor

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Informații suplimentare pot fi găsite în broșura de pe spatele etichetei                                                                                                                                                                                                                |  | Desprindeți / deschideți stratul exterior al etichetei pentru a citi broșura cu informații suplimentare                                                                                                                                                                               |
|  | Indică producătorul dispozitivului medical și este prezentat împreună cu numele și adresa producătorului                                                                                                                                                                                |  | Instrucțiuni privind modul în care trebuie răsucită sticla                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Marcaj CE cu numărul organismului notificat                                                                                                                                                                                                                                             |  | A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Sistem de barieră unică sterilă                                                                                                                                                                                                                                                         |  | A nu se reutiliza. Dispozitivul medical este prevăzut pentru o singură utilizare.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Dispozitiv medical                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Informează cu privire la codul lotului producătorului pentru a identifica șarja/lotul.                                                                                                                                                                                                |
|  | Limita de temperatură pentru utilizare                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Termen de valabilitate. Indică data după care dispozitivul medical nu mai trebuie utilizat.                                                                                                                                                                                           |
|  | Limita de temperatură pentru depozitare                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Data producției                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Avertisment.<br>Substanțele care conțin calciu, cum ar fi: hidroxidul de calciu, cimentul și varul, pot crește riscul de efecte adverse în cazul în care apar leziuni corneene, fapt care poate duce la calcifierea corneei.                                                            |  | Avertisment.<br>NaClO poate fi găsit în agenții de curățare (înălbitori). Deși efectul iritant al alcalinului va fi redus prin utilizarea tamponului, efectul iritant al clorului va fi accentuat. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea produsului în cazul unor astfel de stropi. |
|  | Avertisment.<br>Acidul fluorhidric este toxic și foarte coroziv pentru ochi, piele și oase. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nu este prevăzut ca prim ajutor în cazul accidentelor oculare în care este implicat acidul fluorhidric, deoarece nu limitează efectul coroziv al HF. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Efecte secundare/defecțiuni

Produsele sunt concepute ca produs de prim ajutor pentru irigarea ochilor. În cazul apariției unor efecte secundare sau defecțiuni, vă rugăm să le raportați la Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) sau la numărul de telefon +45 6916 9600, astfel încât să poată fi inițiate măsurile de remediere necesare. Efectele adverse grave trebuie raportate întotdeauna unei autorități relevante competente.

## Contact

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: [Info@plum.eu](mailto:Info@plum.eu) • Web: [plum.eu](http://plum.eu)