

Bruksanvisning

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Produktlista och namn

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Avsett ändamål

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate är en första hjälpen-produkt för sår- och ögonsköljning vid olyckor med syror och alkalier.

Bruksanvisning - piktogram - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate



Skölj ögat eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (blå ögonkopp) innan du sköljer med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (grön ögonkopp).

1 360°
Vrid korken.

2
Skölj ögat eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Töm flaskan.

3 360°
Vrid korken.

4
Fortsätt sedan skölja med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Töm flaskan.

5
Kasta de tomma flaskorna.

6
Kontakta läkare.

Bruksanvisning - piktogram - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO



Skölj ögonen eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (blå ögonkopp) innan du sköljer med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (grön ögonkopp).

1 360°
Vrid korken.

2
Skölj ögonen eller såret med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Töm flaskan.

3 360°
Vrid korken.

4
Fortsätt sedan skölja med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Töm flaskan.

5
Kasta de tomma DUO-flaskorna.

6
Kontakta läkare.

Varning



Använd inte denna produkt vid olyckor med stänk innehållande fluorvätesyra.



Använd inte denna produkt vid olyckor med stänk innehållande natriumklorat (blekmedel).



Använd inte denna produkt vid olyckor med stänk innehållande kalcium.

Förklaring av symboler

	Mer information finns i häftet bakom etiketten		Dra av/öppna etikettens yttersta lager för att läsa häftet med mer information
	Står för tillverkaren av den medicintekniska produkten och visas tillsammans med tillverkarens namn och adress		Visar åt vilket håll flaskan ska vändas
	CE-märkning med det anmälda organets nummer		Använd inte om förpackningen är skadad
	Enkelt sterilt barriärsystem		Ska ej återanvändas. Den medicintekniska produkten är endast avsedd för engångsbruk.
	Medicinteknisk produkt		Informerar om tillverkarens batchkod för att identifiera batchen/partiet.
	Temperaturgräns för användning		Sista förbrukningsdag. Visar datumet efter vilket den medicintekniska produkten inte får användas.
	Temperaturgräns för förvaring		Tillverkningsdatum
	Varning. Ämnen innehållande kalcium, till exempel kalciumhydroxid, cement och släckt kalk, kan öka risken för biverkningar vid skador på hornhinnan och leda till hornhinneförfalkning.		Varning. NaClO finns i rengöringsmedel (blekmedel). Även om alkaliernas irriterande effekt reduceras genom användningen av buffrad lösning så ökar klorets irriterande effekt. Det rekommenderas därför inte att produkten används vid stänk som innehåller detta.
	Varning. Fluorvätesyra är giftigt och starkt frätande på ögon, hud och skelett. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate är inte avsett som första hjälpen-produkt för ögonskador som orsakas av fluorvätesyra eftersom den inte begränsar den frätande effekten av HF.		

Biverkningar/fel

Produkterna är utformade som en första hjälpen-produkt för ögonsköljning. Om biverkningar eller felaktigheter uppstår ska dessa rapporteras till Plum Safety ApS, info@plum.eu eller telefon +45 6916 9600, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. Allvarliga biverkningar ska alltid rapporteras till relevant behörig myndighet.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-post: Info@plum.eu • Webb: plum.eu