

Инструкции за употреба

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Списък с продукти и наименования

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Реф. № 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Реф. № 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Реф. № 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Реф. № 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Реф. № 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Реф. № 5160

Предназначение

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride е стерилен продукт за първа помощ, който изплаква и промива замърсявания, прах, течност и чужди тела от рани и очи.

Инструкции за употреба – пиктограми – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride



Инструкции за употреба – пиктограми – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Инструкции за употреба – пиктограми – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Обяснение на символите

	Обозначава производителя на медицинското изделие и е показан заедно с името и адреса на производителя		Указва как трябва да е обърната бутилката
	Маркировка „CE“ с номер на нотифициран орган		Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Единична стерилна бариерна система		Да не се използва повторно. Медицинското изделие е предназначено само за еднократна употреба.
	Медицинско изделие		Дава информация за партидният код на производителя за идентифициране на партидата.
	Температурна граница за употреба		Срок на годност. Указва датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва.
	Температурна граница за съхранение		Дата на производство
	Можете да откриете допълнителна информация в брошурата на гърба на етикета		Обелете/отворете външния слой на етикета, за да прочетете брошурата с допълнителна информация

Странични ефекти/неправилно функциониране

Продуктите са създадени като продукти за първа помощ за промиване на очи. Ако изпитате странични ефекти или неправилно функциониране, моля, съобщете на Plum Safety ApS, info@plum.eu или се обадете на +45 6916 9600, за да се задействат необходимите коригиращи мерки. Сериозни странични ефекти винаги трябва да се съобщават на съответните компетентни органи.

Контакти

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • Имейл адрес: Info@plum.eu • Уебсайт: plum.eu