

Οδηγίες χρήσης

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Λίστα και ονομασίες προϊόντων

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Κωδ. αναφ. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Κωδ. αναφ. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Κωδ. αναφ. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Κωδ. αναφ. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Κωδ. αναφ. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Κωδ. αναφ. 5160


Προβλεπόμενη χρήση

Το Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride είναι ένα αποστειρωμένο προϊόν πρώτων βοηθειών που εκπλένει και απομακρύνει βρομίες, σκόνη, υγρά και ξένα σώματα από τραύματα και από τα μάτια.

Οδηγίες χρήσης - εικονογράμματα - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride



Οδηγίες χρήσης - εικονογράμματα - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Οδηγίες χρήσης - εικονογράμματα - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Επεξήγηση των συμβόλων

	Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και εμφανίζεται μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή		Δείχνει τον τρόπο στρέψης της φιάλης
	Σήμανση CE με αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού		Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Σύστημα ενιαίου αποστειρωμένου φραγμού		Να μην επαναχρησιμοποιείται. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση.
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Παρέχει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, για την ταυτοποίηση της παρτίδας.
	Όριο θερμοκρασίας χρήσης		Ημερομηνία λήξης χρήσης. Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
	Όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης		Ημερομηνία παραγωγής
	Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο φυλλάδιο στο πίσω μέρος της ετικέτας		Αφαιρέστε / ανοίξτε την εξωτερική στρώση της ετικέτας και διαβάστε το φυλλάδιο με τις περισσότερες πληροφορίες

Παρενέργειες / δυσλειτουργία

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί ως προϊόν πρώτων βοηθειών για την άρδευση των ματιών. Εάν παρουσιαστούν παρενέργειες ή δυσλειτουργίες, παρακαλούμε να τις αναφέρετε στην Plum Safety ApS, info@plum.eu ή στο τηλέφωνο +45 6916 9600, ώστε να δρομολογηθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει πάντα να αναφέρονται στη σχετική αρμόδια αρχή.

Επικοινωνία

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu