

Kasutusjuhend

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride


Toodete loetelu ja nimed

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Viide 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Viide 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Viide 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Viide 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Viide 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Viide 5160


Sihtotstarve

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride on steriilne esmaabitoode loputamiseks ja irrigatsiooniks, et eemaldada haavadest ja silmadest mustus, tolm, vedelik ja võõrkehad.

Kasutusjuhend – piktogrammid – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride





Kasutusjuhend – piktogrammid – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Kasutusjuhend – piktogrammid – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Sümbolite selgitus

	Tähistab meditsiiniseadme tootjat ning on esitatud koos tootja nime ja aadressiga.		Juhis, kuidas pudelit pöörata.
	CE-märgis koos teavitatud asutuse numbriga.		Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.
	Ühe steriilse tõkke süsteem.		Mitte kasutada korduvalt. Meditsiiniseade on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.
	Meditsiiniseade.		Tootja partii kood partii tuvastamiseks.
	Kasutustemperatuuri piirang.		Kõlblikkusaeg. Näitab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada.
	Säilitustemperatuuri piirang.		Tootmiskuupäev
	Lisateavet leiate sildi taga brošüüris		Lisateabega brošüüri lugemiseks eemaldage/avage sildi väliskihit

Kõrvaltoimed või tõrked

Tooted on ette nähtud kasutamiseks esmaabitootena silmade irrigatsiooniks. Kõrvaltoimete või tõrgete korral teatage neist Plum Safety ApS-ile (info@plum.eu või tel +45 6916 9600) vajalike parandusmeetmete algatamiseks. Tõsistest kõrvaltoimetest tuleb alati teatada asjaomasele pädevale asutusele.

Kontaktandmed

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-post: Info@plum.eu • Veebisait: plum.eu