

Käyttöohje

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Tuoteluettelo ja tuotteiden nimet

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Viite 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Viite 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Viite 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Viite 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Viite 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Viite 5160

Käyttötarkoitus

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride on steriili ensiaputuote, joka huuhtoo lian, pölyn, nesteet ja vierasesineet haavoista ja silmistä.

Käyttöohje – kuvamerkit – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Käyttöohje – kuvamerkit – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Käyttöohje – kuvamerkit – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Symbolien selitykset

	Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan. Näytetään valmistajan nimen ja osoitteen yhteydessä.		Ilmaisee, miten pullo on käännettävä.
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero		Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut.
	Yksinkertainen steriili sulkujärjestelmä		Älä käytä uudelleen. Lääkinnällinen laite on kertakäyttöinen.
	Lääkinnällinen laite		Ilmoittaa valmistajan eräkoodin erän tunnistamiseksi.
	Käytön lämpötilaraja		Viimeinen käyttöpäivä. Ilmoittaa päivän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää.
	Varastoinnin lämpötilaraja		Valmistuspäivä
	Lisätietoja on etiketin taustapuolella olevassa lehtisessä		Revi irti / avaa etiketin uloin kerros lukeaksesi lehtisessä olevat lisätiedot

Sivuvaikutukset/toimintahäiriöt

Tuotteet on suunniteltu ensiaputuotteiksi silmien huuhteluun. Mahdollisista sivuvaikutuksista tai toimintahäiriöistä on ilmoitettava Plum Safety ApS:lle osoitteeseen info@plum.eu tai puhelimitse numeroon +45 6916 9600, jotta tarvittaviin korjaaviin toimiin voidaan ryhtyä. Vakavista haittavaikutuksista on ilmoitettava aina asiaankuuluvalla toimivaltaisella viranomaisella.

Yhteystiedot

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • Sähköposti: Info@plum.eu • Verkkosivusto: plum.eu