

Használati útmutató

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Terméklista és terméknevek

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref.: 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref.: 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref.: 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref.: 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref.: 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref.: 5160

Rendeltetés

A Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride steril elsősegély-termék, amely kiöblíti és lemossa a szennyeződéseket, a port, a folyadékot és az idegen testeket a sebekből és a szemből.

Használati útmutató – piktogramok – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Használati útmutató – piktogramok – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Használati útmutató – piktogramok – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



A szimbólumok magyarázata

	Az orvostechikai eszköz gyártóját jelzi, és a gyártó nevével és címével együtt jelenik meg		Utasítás a palack elfordításának módjáról
	CE-jelölés a bejelentett szerv számával		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Egyetlen sterilgát-rendszer		Ne használja újra. A jelen orvostechikai eszköz kizárólag egyszeri felhasználásra készült.
	Orvostechikai eszköz		A gyártási tételszámot tartalmazza a tétel azonosítása érdekében.
	Használati hőmérsékleti határérték		Felhasználhatóság dátuma. Azt a dátumot jelezi, amely után az orvostechikai eszközt tilos használni.
	Tárolási hőmérsékleti határérték		Gyártás időpontja
	További információk a címke hátoldalán lévő útmutatóban találhatók		Húzza le / nyissa ki a címke külső rétegét a további információkat tartalmazó útmutató elolvasásához

Mellékhatások / hiba

A termékek elsősegély-termékként szemöblítésre szolgálnak. Ha mellékhatásokat vagy hibát észlelnek, akkor kérjük, jelentsék azt a Plum Safety ApS számára az info@plum.eu e-mail-címen vagy a +45 6916 9600 telefonon, hogy meg tudjuk tenni a szükséges korrekciós intézkedéseket. A súlyos mellékhatásokat mindig jelenteni kell az illetékes hatóságnak.

Kapcsolat

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-mail: Info@plum.eu • Web: plum.eu