

Notkunarleiðbeiningar

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Vörulisti og -heiti

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Tilv. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Tilv. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Tilv. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Tilv. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Tilv. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Tilv. 5160

Ætlaður tilgangur

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride er dauðhreinsuð skyndihjálparvara sem skolar óhreinindum, ryki, vökva og aðskotahlutum úr sárum og augum.

Notkunarleiðbeiningar - myndtákn - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Notkunarleiðbeiningar - myndtákn - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Notkunarleiðbeiningar - myndtákn - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Útskýring á táknum

	Gefur til kynna framleiðanda lækningatækis og er sýnt ásamt nafni og heimilisfangi framleiðandans		Segir til um hvernig snúa skal flöskunni
	CE-merking með númeri tilkynnts aðila		Ekki nota ef pakkingin er skemmd
	Einfalt sæfingarinnisgli		Má ekki nota aftur. Lækningatækið er einungis ætlað til notkunar í eitt skipti.
	Lækningatæki		Segir til um lotunúmer framleiðanda til að auðkenna lotuna.
	Hitastigsmörk við notkun		Fyrningardagsetning. Segir til um eftir hvaða dagsetningu má ekki nota lækningatækið.
	Hitastigsmörk fyrir geymslu		Framleiðsludagur
	Frekari upplýsingar er að finna í bæklingi aftan á merkimiðanum		Flettu ytra lagi merkimiðans af eða opnaðu það til að lesa bæklinginn með frekari upplýsingum

Aukaverkanir og ágallar

Vörurnar eru ætlaðar sem skyndihjálparvörur til að skola augu. Ef vart verður við aukaverkanir eða ágalla skal tilkynna það til Plum Safety ApS, á netfangið info@plum.eu eða í síma +45 6916 9600, svo hægt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta. Alvarlegar aukaverkanir skal ávallt tilkynna til þar til bærð yfirvalds.

Samskiptaupplýsingar

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Netfang: Info@plum.eu • Vefsíða: plum.eu