

Naudojimo instrukcija

„Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“

Produktų sąrašas ir pavadinimai

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Nr. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Nr. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Nr. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Nr. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Nr. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Nr. 5160

Numatytoji paskirtis

„Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“ – tai sterili pirmosios pagalbos priemonė, kuri nuskalauja ir nuplauna nešvarumus, dulkes, skysčius ir svetimkūnius iš žaizdų ir akių.

Naudojimo instrukcija - piktogramos - „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“




Naudojimo instrukcija - piktogramos - „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO“



Naudojimo instrukcija - piktogramos - „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse“



Simbolių paaiškinimas

	Nurodo medicinos priemonės gamintoją, jo pavadinimą ir adresą		Nurodo, kuria kryptimi laikyti buteliuką
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos numeriu		Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Vienkartinė sterili barjerinė sistema		Nenaudoti pakartotinai. Ši medicinos priemonė skirta tik vienkartiniam naudojimui.
	Medicinos priemonė		Nurodo gamintojo partijos kodą, kad būtų galima identifikuoti partiją arba seriją.
	Naudojimo temperatūros riba		Panaudoti iki. Nurodo datą, po kurios medicinos priemonės naudoti nebegalima.
	Laikymo temperatūros riba		Pagaminimo data
	Daugiau informacijos galite rasti kitoje etiketės pusėje esančioje brošiūroje		Kad perskaitytume brošiūroje esančią papildomą informaciją, nulupkite arba atplėškite išorinį etiketės sluoksnį

Šalutiniai poveikiai ir (arba) sutrikimai

Produktai sukurti kaip pirmosios pagalbos priemonė akių drėkinimui. Iškilus šalutiniams poveikiams arba sutrikimams, praneškite apie juos „Plum Safety ApS“ el. paštu info@plum.eu arba tel. +45 6916 9600, kad būtų galima imtis būtinų žalos ištaisymo priemonių. Apie rimtą neigiamą poveikį visada derėtų pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai.

Kontaktai

„Plum Safety ApS“ • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • El. p. Info@plum.eu • Tinklalapis: plum.eu