

Bruksanvisning

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Produktliste og navn

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Tiltenkt bruk

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride er et sterilt førstehjelpsprodukt som renser og skyller bort smuss, støv, væske og fremmedlegemer fra sår og øyne.

Bruksanvisning - piktogrammer - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Bruksanvisning - piktogrammer - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Bruksanvisning - piktogrammer - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Symbolforklaring

	Indikerer produsenten av det medisinske utstyret og vises samme med navnet og adressen til produsenten		Instruerer hvilken vei flasken må stå
	CE-merking med det tekniske kontrollorganets nummer		Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Enkelt sterilt barriersystem		Må ikke gjenbrukes. Det medisinske utstyret er kun ment for engangsbruk.
	Medisinsk utstyr		Informerer om produsentens batchkode for å identifisere batchen/partiet.
	Temperaturgrense for bruk		Utløpsdato. Indikerer datoen som det medisinske utstyret må brukes innen.
	Temperaturgrense for lagring		Produksjonsdato
	Du finner ytterligere informasjon i et hefte på baksiden av etiketten		Løsne/åpne det ytre laget av etiketten for å lese heftet med ytterligere informasjon

Bivirkninger / funksjonsfeil

Produktene er utformet som et førstehjelpsprodukt for skylling av øyne. Hvis du opplever bivirkninger eller funksjonsfeil kan du rapportere det til Plum Safety ApS, info@plum.eu eller telefon +45 6916 9600 slik at de kan sette i gang de nødvendige tiltakene. Alvorlige bivirkninger bør alltid rapporteres til de riktige kompetente myndighetene.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-post: Info@plum.eu • Internet: plum.eu