

Instrucțiuni de utilizare

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Lista și denumirile produselor

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Scop prevăzut

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride este un produs steril, de prim ajutor, care curăță și irigă plăgile și ochii, în caz de murdărie, praf, lichide și corpuri străine.

Instrucțiuni de utilizare - pictograme - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Instrucțiuni de utilizare - pictograme - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Instrucțiuni de utilizare - pictograme - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Descrierea simbolurilor

	Indică producătorul dispozitivului medical și este prezentat împreună cu numele și adresa producătorului		Instrucțiuni privind modul în care trebuie răsucită sticla
	Marcaj CE cu numărul organismului notificat		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Sistem de barieră unică sterilă		A nu se reutiliza. Dispozitivul medical este prevăzut pentru o singură utilizare.
	Dispozitiv medical		Informează cu privire la codul lotului producătorului pentru a identifica șarja/lotul.
	Limita de temperatură pentru utilizare		Termen de valabilitate. Indică data după care dispozitivul medical nu mai trebuie utilizat.
	Limita de temperatură pentru depozitare		Data producției
	Informații suplimentare pot fi găsite în broșura de pe spatele etichetei		Desprindeți / deschideți stratul exterior al etichetei pentru a citi broșura cu informații suplimentare

Efecte secundare/defecțiuni

Produsele sunt concepute ca produs de prim ajutor pentru irigarea ochilor. În cazul apariției unor efecte secundare sau defecțiuni, vă rugăm să le raportați la Plum Safety ApS, info@plum.eu sau la numărul de telefon +45 6916 9600, astfel încât să poată fi inițiate măsurile de remediere necesare. Efectele adverse grave trebuie raportate întotdeauna unei autorități relevante competente.

Contact

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu