

Navodila za uporabo

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Seznam in imena izdelkov

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Predvideni namen

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride je sterilen izdelek za prvo pomoč, ki izpira in namaka umazanijo, prah, tekočino in tujke iz ran in oči.

Navodila za uporabo – piktogrami – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride




Navodila za uporabo – piktogrami – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Navodila za uporabo – piktogrami – Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Razlaga simbolov

	Označuje proizvajalca medicinskega pripomočka in je prikazan skupaj z imenom in naslovom proizvajalca		Navaja, kako je treba plastenko obračati
	Oznaka CE s številko priglašene organa		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Enojni sterilni pregradni sistem		Ne uporabljajte ponovno. Medicinski pripomoček je namenjen samo enkratni uporabi.
	Medicinski pripomoček		Obvešča o proizvajalčevi kodi serije za identifikacijo serije/lota.
	Temperaturna omejitev za uporabo		Rok uporabe. Označuje datum, po katerem medicinskega pripomočka ni več dovoljeno uporabljati.
	Temperaturna omejitev za shranjevanje		Datum proizvodnje
	Za podrobnejše informacije glejte knjižico na zadnji strani etikete		Odstranite/odprite zunanji sloj etikete, da preberete knjižico s podrobnejšimi informacijami

Stranski učinki/okvare

Izdelki so zasnovani kot izdelek za prvo pomoč pri izpiranju oči. Če opazite neželene učinke ali okvare, vas prosimo, da o tem obvestite podjetje Plum Safety ApS prek info@plum.eu ali pokličete na telefonsko številko +45 6916 9600, da se lahko sprožijo potrebni popravni ukrepi. Resne škodljive učinke je treba vedno prijaviti ustreznemu in pristojnemu organu.

Stik

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • E-pošta: Info@plum.eu • Spletna stran: plum.eu